

Koogeek



KS1 Okos mérleg

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban.
- A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Ne töltsa a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.
- Ne szerelje szét a készüléket vagy az akkumulátort! *

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek. A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérodokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni. Az elhasznált készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.



E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megóvásához, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását. Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik. Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szimbólumpélda): Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU Irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.



*Az akkumulátorokra vonatkozó figyelmeztetések egyes termékekre nem vonatkoznak.

Nyilatkozat

1. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor korigálhassa a kézikönyv tartalmát a szerkesztés / nyomdai hibák és a termékfrissítések következtelenségei miatt, és módosítsa a kézikönyv új verzióját. Ezek a módosítások előzetes értesítés nélkül történnek.
2. A gyártó nem felelős illegális felhasználásért; kérjük, tartsa be a helyi törvényei szabályozást.
3. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a felhasználó a termék visszaélése okoz.

Jótállási szabályzat

Nagyra értékeljük ügyfeleinket, és szeretnénk biztosítani, hogy termékeink és szolgáltatásaink mindig csúcsmínőségűek legyenek. Ha azonban problémákba ütközik a termékekkel kapcsolatban, kérjük, szánjon egy pillanatot az alábbi információk olvasására annak megállapítása érdekében, hogy a termékre milyen garanciális feltételek vonatkoznak.

Garancia

Garantáljuk, hogy termékeink a szokásos használat és a szervizelés során a gyártás időpontjától számított korlátozott időtartamig mentesek legyenek az anyagok és a kivitelezés hibáitól.

Kizárásai

Ez a garancia nem terjed ki a visszaélésekkel, helytelen kezeléssel vagy telepítéssel, a helytelen tárolási feltételekkel és természeti katasztrófákkal, a felhasználó által telepített akkumulátorokkal vagy a felhatalmazott szakemberektől eltérő javítási kísérletekkel okozott károokra, valamint a veszteségekre vagy lopásokra.

Ez a garancia kizárólag anyaghibákból vagy kivitelezésből adódó hibákra terjed ki normál használat mellett. Nem vonatkozik a termék szokásos kopására. A termék gyártója a garancia lejártá után további szolgáltatásokat nyújt a termékhez, de az ügyfélnek felelősséget kell vállalnia az alkatrészekért, a munkaerőért és a szállítási költségért.

Tartsa meg a jótállási jegyet a garanciális javítás érdekében.

Bővebb információért forduljon a regionális forgalmazóhoz.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

A készülék tisztítása

1. A készülék külső felületét száraz ruhával tisztítsa meg.

Termékjellemzők:

- Mérési értékek: Testtömeg index, Testzsír index, Zsír nélküli testtömeg, Csonttömeg, Víz testtömeg, Általános metabolikus érték, Test összetétel
- 16 felhasználó csatlakozhat a mérleghez
- iOS illetve Android kompatibilis
- Bluetooth-on vagy Wi-fi-n keresztül lehet csatlakozni

Applikáció letöltése:

1. Az applikáció letöltéséhez látogassa meg az alábbi oldalt: <http://app.koogeek.com/download>, vagy pedig a mobilkészülékével olvassa be az adott QR kódot, amivel automatikusan elindítja a letöltést.
2. Telepítse a Koogeek-S1 applikációt. Regisztráljon, és jelentkezzen be.
3. Indítsa el az applikációt, és kövesse a képernyőn lévő utasításokat.

Kapcsolódás applikáción keresztül:

- Felhasználói fiókjával összekapcsolhatja mérlegét a Koogeek Health applikációval.
- Miután a csatlakozás sikeres, a mérleg ikon mellett zöld színű jelzés jelenik meg.
- Miután a csatlakozás sikeres, applikációján keresztül megváltoztathatja a mérleg nevét.

Gyors üzem behelyezési útmutató:

- Győződjön meg róla, hogy az okos mérleg aktív állapotban van, és a LED kijelzők világítanak. Távolítsa el az elemeket lefedő hátlapot, és nyomja meg a „Reset” gombot, hogy váltogatni tudjon a mértékegységek között.
- Helyezze be az elemeket, a 4 LED égő, a számjegy, a mértékegység, és a Bluetooth jelek pedig ezután aktiválódnak.
- **Ha applikáció nélkül használja az eszközt**, akkor automatikusan elindul miután ráállt, ezután pedig leméri a súlyt. Mikor a számláló megáll, a végső érték lesz az Ön súlya.
- **Ha az eszközt applikációval használja**, és miután elindította azt, kapcsolja be mobilkészülékén a Bluetooth funkciót, és párosítsa össze a mérleggel. A mérés után az eszköz automatikusan tovább sugározza az adatokat, mind az előző, mind az aktuálisan mért számokat
- Ha egy kisgyermek súlyát szeretné lemérni, akkor tartsa kézben a gyermeket, lépjen rá a mérlegre, és az automatikusan megméri a súlyt. Az applikáción belül lépjen be a „Mérleg” menüpontba, érintse meg az ikont a jobb felső sarokban, és megkapja a kívánt értéket.
- Ha az elemek lemerülnek, vegye le a fedőlapot, és cserélje ki.