

Koogeek



KSBT1 Smart baba hőmérő

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. A szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhatnak.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, szabadtéren viharban.
- A készülék tisztításánál legyen körültekintő, ne használjon vegyszereket, vagy olyan eszközt, ami karcolásokat okozhat.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Tartsa szárazon az eszközöket. Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát.
- Ne töltsa a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.
- Ne szerelje szét a készüléket vagy az akkumulátort! *

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasználdott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek. A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérodokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasználdott elektromos és elektronikus termékeket, szárazelemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni. Az elhasználdott készülékek, szárazelemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek, megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.



E termékek, szárazelemek és akkumulátorok előírászerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megővéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását. Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik. Megjegyzés a szárazelem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szimbólumpélda): Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU Irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.



*Az akkumulátorokra vonatkozó figyelmeztetések egyes termékekre nem vonatkoznak.

Nyilatkozat

1. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor korrigálhassa a kézikönyv tartalmát a szerkesztés / nyomdai hibák és a termékfrissítések következtelenségei miatt, és módosítsa a kézikönyv új verzióját. Ezek a módosítások előzetes értesítés nélkül történnek.
2. A gyártó nem felelős illegális felhasználásért; kérjük, tartsa be a helyi törvényei szabályozást.
3. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a felhasználó a termék visszaélése okoz.

Jótállási szabályzat

Nagyra értékeljük ügyfeleinket, és szeretnénk biztosítani, hogy termékeink és szolgáltatásaink mindig csúcsmínőségűek legyenek. Ha azonban problémákba ütközik a termékekkel kapcsolatban, kérjük, szánjon egy pillanatot az alábbi információk olvasására annak megállapítása érdekében, hogy a termékre milyen garanciális feltételek vonatkoznak.

Garancia

Garantáljuk, hogy termékeink a szokásos használat és a szervizelés során a gyártás időpontjától számított korlátozott időtartamig mentesek legyenek az anyagok és a kivitelezés hibáitól.

Kizárásai

Ez a garancia nem terjed ki a visszaélésekkel, helytelen kezeléssel vagy telepítéssel, a helytelen tárolási feltételekkel és természeti katasztrófákkal, a felhasználó által telepített akkumulátorokkal vagy a felhatalmazott szakemberektől eltérő javítási kísérletekkel okozott károokra, valamint a veszteségekre vagy lopásokra.

Ez a garancia kizárólag anyaghibákból vagy kivitelezésből adódó hibákra terjed ki normál használat mellett. Nem vonatkozik a termék szokásos kopására. A termék gyártója a garancia lejártá után további szolgáltatásokat nyújt a termékhez, de az ügyfélnek felelősséget kell vállalnia az alkatrészekért, a munkaerőért és a szállítási költségért.

Tartsa meg a jótállási jegyet a garanciális javítás érdekében.

Bővebb információért forduljon a regionális forgalmazóhoz.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

Gyors üzembe helyezési útmutató:

- Az applikáció letöltéséhez látogassa meg az alábbi oldalt: <http://app.koogeek.com/download>, vagy pedig a mobilkészülékével vizsgálja be az adott QR kódot, amivel automatikusan elindítja a letöltést.
- Telepítse a Koogeek applikációt. Regisztráljon, és jelentkezzen be.
- Kapcsolja be mobilkészülékén a Bluetooth-t
- Indítsa el az applikációt (App Store, Google Play), és kövesse a képernyőn lévő utasításokat.
- Adjon hozzá további felhasználókat: Fő menü> Beállítások> Új felhasználó hozzáadása
- Váltson mértékegységet: Fő menü> Beállítások> Mértékegységek
- Ismeretlen mérés: A Koogeek készülékek néha nem ismerik fel a mérési adatokhoz tartozó megfelelő személyt. Az adatok az applikációra töltődnek fel, és „ismeretlen mérés”-ként jelennek meg.

Testhőmérséklet mérés:

1. Kapcsolja be mobilkészülékén a Bluetooth funkciót illetve a Koogeek applikációt.
2. Rázza meg az eszközt 3 alkalommal, ekkor az indikátor kék színű lesz, és 2 másodpercig felvillan, ezzel jelezve, hogy a készülék aktív.
3. Amikor a készülék Bluetooth-on keresztül hozzá kapcsolódott a Koogeek applikációhoz, a kék színű jelzőfény minden alkalommal 10 másodpercig villog. Amikor az eszköz nem kapcsolódott az applikációhoz, akkor a jelzőfény zöld színű lesz.
4. Ha az eszköz lekapcsolódik az applikációról, az indikátor gyorsan kezd villogni, minden 0,3. másodpercben, 1 alkalommal. Egy perc után pedig minden 10. másodpercben, 3 alkalommal.
5. A kikapcsoláshoz rázza meg a terméket több mint 3 alkalommal. Mielőtt a hőmérő automatikusan kikapcsol, az indikátor fénye zöld lesz 2 másodpercig.
6. Ha a mobilkészülékén bekapcsolja a Bluetooth funkciót, illetve az applikációt, akkor az eszköz automatikusan fog csatlakozni, nem szükséges a jelszavat megadni.
7. Helyezze fel az eszköz hátuljára a ragasztó lapot, győződjön meg hogy a hőmérő felfelé áll, emelje fel a karját, és ragassza fel az eszközt.
8. Várjon 5 percet, amíg a hőmérséklet stabilizálódik! Ellenőrizze az applikáción keresztül a végső értéket.
9. Hőmérséklet megjelenítése: APP megjelenítés
10. A hőmérséklet minden 5. másodpercben, 1 alkalommal töltődik fel.
11. A méréshez megfelelő pozíció a hónalj alatti terület.
12. A mérés értéke Bluetooth-on keresztül, a letöltött applikáción jelenik meg.
13. A mért adatokat 7 napig lehet tárolni.



Tisztítás, tárolás, karbantartás:

- Használjon 75% tartalmú gyógyszerári alkoholt az eszköz tisztítására, illetve fertőtlenítésére, mielőtt használatba venné.
- Időben cserélje ki a merülő elemeket, ellenkező esetben befolyásolni fogja a termék teljesítményét.
- Ha az eszköz hosszú ideig nincs használatba véve (több mint 3 hónap), vegye ki az elemeket, és tárolja.
- Ha a termék eltörik, akkor fejezze be a használatát.
- Ha fertőtlenítőszer használ alkoholt helyett, az károsíthatja az eszközt, megrövidítheti az élettartamát, illetve egyéb károkat is okozhat.

Biztonsági elővigyázatosság:

- Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a terméket használatba venné.
- Nagykorú felügyelete mellett történjen a folyamat.
- Szorosan rögzítse a terméket a bőrfelületre mikor használja, ellenkező esetben a hőmérő nem valós értékeket fog kimutatni.
- Beltéri helységben használja a terméket, ahol a test hőmérséklete stabil.
- Ha a termék nem kapja meg a hőmérséklet illetve páratartalom adatait, akkor téves lehet a mérés eredménye.
- Az érintett személynek legalább 20 percig kell beltéri helységben tartózkodnia, mielőtt a test hőmérsékletét lemérik.
- Miután erőteljes sport tevékenységet folytatott, pihenjen legalább 30 percet, mielőtt a mérés megtörténne.
- Kapcsolja ki időben a hőmérőt miután végzett a méréssel, hogy energiát tudjon spórolni.
- Ha a hőmérő rendellenes értéket mér, értesítse kezelő orvosát, ne végezzen öndiagnosztikát.